

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON PROTECCION DE BIOSEGURIDAD

El catéter endovenoso periférico es un producto que se utiliza par administrar líquidos intravenoso y medicamentos en el sistema de circulatorio humano

Sus principales características son:

- Material biocompatible con todo tipo de vena
- Uso clínico hospitalario que no interactué con las soluciones a transfundir
- Con tapa de control de retorno con filtro
- Con catéter radiopaco
- Permite una duración prolongada de 72 horas (03 dias) , sin causar daño a las venas (flebitis)
- Constituido por un catéter radiopaco, una aguja (introduccion-guía) con protector de seguridad del bisel al ser retirado del catéter (bioseguridad) adaptables entre sí cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
- Atóxicos, apirogenos , estéril, no hipoalergénicos
- Aguja de acero quirúrgico tribeselado que permite la fácil canalización del catéter al primer intento y evitar la reutilización.
- Con sistema de bioseguridad, que protege la punta de la aguja automáticamente al ser retirado del catéter.
- Esterilizado con oxido de etileno, exento de partículas extrañas o rebabas
- El catéter no debe formar acodaduras, manteniendo la permeabilidad del lumen durante su uso.
- El tamaño (longitud) del catéter no debe cubrir el area útil del bisel de la aguja en su posición basal (inicial) al momento de la venocanulacion.

2.- ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



3. COLORES y DIMENSIONES.

Medida	Color	Largo del cateter (mm)	Largo del catéter (“)
18 G	Verde	32mm	1 ¼”
20 G	Rosado	32mm	1 ¼”
22 G	Azul	25mm	1”
24 G	Amarillo	19mm	¾”

4- PRECAUCIONES DE USO

- Este producto solo debe ser utilizado solamente por un profesional de la salud calificado
- Compruebe el producto y la integridad del empaque antes del uso y también la fecha de vencimiento
- El producto es estéril, no pirogénico y no toxico, si el empaque no se abre ni se daña
- Para un solo uso. Desechar después de usar. No reciclar, limpiar o re-esterilizar
- Utilizar el producto inmediatamente después de abrir el empaque individual
- Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger contra el calor excesivo o la luz directa del sol.

5- INSTRUCCIONES DE USO

- Seleccione el tipo y el tamaño apropiado de la I.V. cánula. Utilice siempre la cánula del tamaño más pequeño posible para ingresar adecuadamente el fluido intravenoso deseado.
- Seleccione y limpie cuidadosamente el sitio de la punción.
- Examine el empaque de la cánula para saber si esta integro, ver la fecha de vencimiento y después quite la cánula del empaque.
- Quite el cobertor de la aguja y agarre la cánula desde el protector del cuerpo del ala y de la proyección del cubo de la aguja.
- Inserte la cánula en la vena a un ángulo bajo y compruebe para saber si hay sangre en el compartimiento de retorno para asegurar una punción apropiada de la vena.

- Ingrese el catéter en la vena y retirar la cánula rápidamente en paralelo, el movimiento continuo de la piel es muy recomendable que la cánula no debe ser centro de rotación (hacia la derecha, hacia la izquierda) durante el retiro de la cánula
- Clip de seguridad que cubre el bisel de la aguja en forma automática.
- No toque el clip de seguridad con las manos descubiertas.
- No intente reinsertar parcial o totalmente la cánula una vez retirada.
- Evite el derramamiento de la sangre presionando con un dedo en la vena o sobre la punta del catéter.
- Reemplace la cánula con la línea de infusión intravenosa o la tapa luer lock.
- Deseche la cánula en un recipiente apropiado para residuos.
- Cubra el sitio de la punción de la vena con un apósito estéril.
- Examine regularmente el sitio de la punción de la vena para saber si hay alguna reacción y compruebe todas las conexiones.

6.- PRESENTACION

Inmediato :

Empaque individual tipo blister x 1 unidad de cateter

Garantiza las propiedades físicas , esterilidad e integridad del producto

Fácil de abrir

Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes

Mediato: caja x 100 und,

Embalaje :

Caja de cartón x 2000 und

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON ALAS DE FIJACIÓN CON

MARCA COMERCIAL: MEDICAL SAFE

REGISTRO SANITARIO: DM 33737E

CONDICIÓN BIOLÓGICA : ESTÉRIL

PRESENTACIÓN : CAJA POR 100 UNIDADES

VIDA UTIL : 05 AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN

FABRICANTE : SHANDONG ANDE HEALTHCARE APPARATUS CO., LTD.